

Klassische Gastro-Tubes

Austauschsonden in verschiedenen Varianten



Balloon
G-Tube



Capsule Dome
G-Tube




Capsule Monarch®
G-Tube

Klassische Gastro-Tubes bieten einen effizienten und sicheren Weg, Patienten mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen.

Um die individuellen Ansprüche der Patienten zu erfüllen, bieten wir neben den innovativen Buttons, Gastro Tubes in verschiedenen Ausführungen an.

Vorteile des Ballon G-Tubes

- Der Ballon kann **individuell gefüllt** werden, um eine **optimale Anpassung** zu ermöglichen
- Das **hochwertige Silikon** ist besonders **hautfreundlich** und lässt sich **leicht reinigen**
- Röntgendicht, zur Kontrolle der Lage



Markierung der empfohlenen Füllmenge

Verstellbare Halteplatte aus Silikon

Minimiert Hautkontakt, um so Irritationen zu vermeiden

Klare Längenmarkierung

Bessere Abdichtung dank des apfelförmigen Ballons

Möglichst große Fläche des Stomas wird abgedeckt

Die drei verschiedenen G-Tubes


Ballon G-Tube | Capsule Dome | Capsule Monarch® G-Tube

Ballon G-Tube

- Der Ballon füllt sich so auf, dass am Ende der Sonde keine Spitze hervortritt und so die Wahrscheinlichkeit einer Magenerosion verringert wird.
- Das flexible Silikon ist schonend, erhöht den Komfort und minimiert Hautirritationen.
- Der Ballon kann **individuell gefüllt** werden, um eine **optimale Anpassung** zu ermöglichen.
- Mit ENFit® oder herkömmlichem Anschluss erhältlich.



Ballon ungefüllt



Ballon gefüllt

Capsule Dome und Capsule Monarch® G-Tube

- Länger haltbar als ein Ballon
- Einzigartige Kapsel-Technologie für eine einfache Platzierung
- Mit ENFit® oder herkömmlichem Anschluss erhältlich.
- Die Ansatzstücke können ausgetauscht und einzeln bestellt werden.



Kapsel geschlossen




Durch Ziehen am Faden wird die Kapsel geöffnet



Die Kapsel fällt ab und löst sich im Magen auf



Kapsel geschlossen



Durch Ziehen am Faden wird die Kapsel geöffnet



Die Kapsel fällt ab und löst sich im Magen auf

Größen und Artikelnummern



Ballon G-Tube

12 French		14 French		16 French	
Füllmenge Min. 2 ml Empfohlen 2,5 ml Max. 3 ml		Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml		Füllmenge Min. 4 ml Empfohlen 6 ml Max. 8 ml	
Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung
7-1210-I	ENFit®	7-1410-I	ENFit®	7-1610-I	ENFit®
7-1210	-	7-1410	-	7-1610	-

18 French		20 French		24 French	
Füllmenge Min. 6 ml Empfohlen 8 ml Max. 10 ml		Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 10 ml Max. 15 ml		Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 10 ml Max. 15 ml	
Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung
7-1810-I	ENFit®	7-2010-I	ENFit®	7-2410-I	ENFit®
7-1810	-	7-2010	-	7-2410	-



Capsule Dome G-Tube

20 French		24 French	
Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung
9-CG2020	inkl. Führungsdraht	9-CG2420	inkl. Führungsdraht
9-C2020	ohne Führungsdraht	9-C2420	ohne Führungsdraht
9-CG2020-I	ENFit® inkl. Führungsdraht	9-CG2420-I	ENFit® inkl. Führungsdraht
9-C2020-I	ENFit® ohne Führungsdraht	9-C2420-I	ENFit® ohne Führungsdraht



Capsule Monarch® G-Tube

12 French		14 French	
Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung
9-CG1210	inkl. Führungsdraht	9-CG1410	inkl. Führungsdraht
9-C1210	ohne Führungsdraht	9-C1410	ohne Führungsdraht
9-CG1210-I	ENFit® inkl. Führungsdraht	9-CG1410-I	ENFit® inkl. Führungsdraht
9-C1210-I	ENFit® ohne Führungsdraht	9-C1410-I	ENFit® ohne Führungsdraht

18 French		20 French	
Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung
9-CG1810	inkl. Führungsdraht	9-CG2010	inkl. Führungsdraht
9-C1810	ohne Führungsdraht	9-C2010	ohne Führungsdraht
9-CG1810-I	ENFit® inkl. Führungsdraht	9-CG2010-I	ENFit® inkl. Führungsdraht
9-C1810-I	ENFit® ohne Führungsdraht	9-C2010-I	ENFit® ohne Führungsdraht

Alle Capsule Dome G-Tubes und Capsule Monarch® G-Tubes sind Führungsdraht kompatibel.