

Traditioneller G-JET®



Gastrisch-jejunale Ernährungssonde für variable Stomalängen

- Exklusives Produkt
- Geringeres Risiko der Sondenverstopfung
- Verbesserter Komfort
- Verstellbare Halteplatte für Stoma Längen bis zu 10 cm
- Knickschutz



MRT-fähige Spiral-
verstärkung verhindert
ein Abknicken und
ermöglicht optimalen
Durchfluss



Größeres Lumen bei gleicher French Größe

Der traditionelle G-Jet® liefert bei gleichem Außendurchmesser ein größeres Lumen im gastrischen und jejunalen Teil. Dadurch wird der Durchfluss begünstigt und das Risiko einer Sondenverstopfung verringert.



Querschnitt



Wettbewerbsprodukt 16 Fr – 22 Fr



Querschnitt



Wettbewerbsprodukt 16 Fr – 22 Fr



Vergleich Gastrisches Lumen¹

Größe **14 Fr** ist **exklusiv**, wird von keinem Wettbewerber angeboten
 Größe **16 Fr** ist **41 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **16 Fr**
 Größe **18 Fr** ist **34 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**

¹ Gemäß interner Tests mit 14 Fr – 22 Fr Produkten

Vergleich Jejunales Lumen¹

Größe **14 Fr** ist → **56 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **16 Fr**
 → **22 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**
 Größe **16 Fr** ist → **131 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **16 Fr**
 → **81 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**
 Größe **18 Fr** ist → **172 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**
 → **57 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **22 Fr**

Größen und Artikelnummern

14 French			16 French			18 French		
Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml			Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml			Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 8 ml Max. 9 ml		
Jejunal (cm)	Art.-Nr.	PZN	Jejunal (cm)	Art.-Nr.	PZN	Jejunal (cm)	Art.-Nr.	PZN
15	TGJ-14-15-I	16803161	15	TGJ-16-15-I	16803267			
22	TGJ-14-22-I	16803184	22	TGJ-16-22-I	16803296	22	TGJ-18-22-I	16803362
30	TGJ-14-30-I	16803215	30	TGJ-16-30-I	16803310	30	TGJ-18-30-I	16803385
45	TGJ-14-45-I	16803238	45	TGJ-16-45-I	16803333	45	TGJ-18-45-I	16803416

Alternativ gibt es den traditionellen G-Jet® auch ohne ENFit®-Anschluss

Beispiel Artikelnummer: TGJ-14-15 (ohne „-I“)